


Dali Eco

LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO. Benessere e comfort quotidiani con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Testiera, pediera e altezza della rete sono regolabili elettronicamente, con blocco. Compatibile con materassi e sistemi anti-decubito.



VEDI
P 121



DOTAZIONE

- TELAIO IN METALLO, SPONDE REGOLABILI IN ALTEZZA
- RETE REGOLABILE IN ALTEZZA A 4 SEZIONI REGOLABILI SINGOLARMENTE CON DOGHE FLESSIBILI IN LEGNO
- REGOLAZIONE ELETTRICA TESTIERA, PEDIERA E RETE
- RUOTE DA 4" PIROETTANTI E BLOCCABILI
- ALZAMALATI CON MANIGLIA
- COMANDO CON OPZIONE DI BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI
- POSIZIONAMENTO ANTI-TRENDELENBURG
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO

DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE + MATERASSO + AUSILI 185 KG

DIMENSIONI TOTALI L 102 x P 218 CM

DIMENSIONI RETE E MATERASSO L 90 x P 200 CM

H MIN - MAX RETE 40 - 80 CM

TIPO MOTORE / REGOLAZIONI ELETTRICHE LINAK, 12 V, DC / TESTIERA, PEDIERA, RETE, MOVIMENTO ANTI-TRENDELENBURG

PESO TOTALE 97 KG