

Allura II

LETTO ORTOPEDICO ELETTRICO. La piazza e mezzo dall'elevata capacità di carico, unita all'ampia regolazione elettrica in altezza, lo rendono ideale per persone bisognose di cure e per chi le assiste. Disponibile nella versione **Plus**.



VEDI
P 103



DOTAZIONE

- TELAIO IN METALLO, SPONDE REGOLABILI IN ALTEZZA
- RETE REGOLABILE IN ALTEZZA A 4 SEZIONI REGOLABILI SINGOLARMENTE CON RETE IN METALLO
- REGOLAZIONE ELETTRICA TESTIERA, PIEDIERA E RETE
- RUOTE DA 4" PIRRETTANTI E BLOCCABILI
- ALZAMALATI CON MANIGLIA
- COMANDO CON OPZIONE DI BLOCCO DELLE SINGOLE FUNZIONI
- POSIZIONAMENTO ANTI-TRENDELEBURG
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO

DATI TECNICI

ALLURA II

PLUS

PORTATA MAX UTENTE + MATERASSO + AUSILI

250 KG

DIMENSIONI TOTALI

L 131 x P 223 CM

L 131 x P 243 CM

DIMENSIONI RETE

L 120 x P 200 CM

L 120 x P 220 CM

H MIN - MAX RETE

30 - 80 CM

TIPO MOTORE / REGOLAZIONI ELETTRICHE

LINAK, 24 V, DC / TESTIERA, PIEDIERA, RETE, MOVIMENTO ANTI-TRENDELEBURG

PESO TOTALE

133 KG

medimec

MEDIMEC.IT
CATALOGO GENERALE

097

LETTI, RETI,
MATERASSI, COMODINI

