

Tigo

CICLOERGOMETRO MOTORIZZATO. Per l'allenamento attivo-passivo degli arti inferiori e superiori, per mantenere e migliorare le capacità motorie e funzionali. Personalizzabile in molteplici configurazioni.



DOTAZIONE

- UNITÀ MOTORE ARTI INFERIORI
- RAGGIO DI PEDALATA REGOLABILE
- COMANDO CON DISPLAY A COLORI, INDICAZIONI DI BIOFEEDBACK E RELATIVE ALLA TERAPIA EFFETTUATA
- BASE REGOLABILE IN PROFONDITÀ
- DISPOSITIVO ANTI-SPASMO
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO



VEDI
P 074

THERA
TRAINER

DATI TECNICI

PORTATA MAX UTENTE	180 KG / 120 KG (CON ARTICOLO COD. A001-411)
H MIN - MAX UTENTE	120 - 200 CM
DIMENSIONI TOTALI	ARTI INFERIORI L 58 - 83 x P 47,3 x H 63 - 119 CM / ARTI SUPERIORI L 75 - 90 x P 63,8 x H 110 - 125,5 CM
EMISSIONE RUMORE	LPA < 70 dB (A)
POTENZA MOTORE	230 V, 50 - 60 HZ, 80 W, 130 VA
PESO TOTALE	ARTI INFERIORI 27 - 38 KG / ARTI SUPERIORI 39 - 45 KG

