


Sport Hero Reha

SEGGIOLINO PER AUTO. Comfort e sicurezza in un unico prodotto. Si adatta alla crescita del bambino ed è in grado di sopportare pesi corporei da 9 a 36 kg. L'affidabilità è garantita dalla certificazione ECE II - III e dalla cintura integrata a cinque punti.



DOTAZIONE

- SEDUTA CON SISTEMA BASCULANTE E POGGIATESTA INTEGRATO
- SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA
- 2 CUSCINETTI DI SPINTA
- CUNEO DIVARICATORE IMBOTTITO
- CINGHIA BRETELLAGGIO A 5 PUNTI
- SET DI SUPPORTO TESTA, TRONCO E LATI
- ARTICOLO A NORMA CE, CERTIFICATO ECE GRUPPI I - III, SECONDO LA NORMA ECE R 44/04



VEDI
P 184



DATI TECNICI

PORTATA MIN - MAX UTENTE	9 - 36 KG
DIMENSIONI TOTALI	L 54 x P 52 x H 55 CM
L ANT / POS SEDUTA	31 CM (21 CM CON CUSCINO) / 29 CM (20 CM CON CUSCINO)
P SEDUTA	31 CM (26 CM CON CUSCINO)
H MIN - MAX SCHIENALE	53 - 73 CM
PESO TOTALE	8 KG