

# ELISE TRAVEL BUGGY

medimec®

## Passeggino pieghevole per bambini, pratico e versatile

Elise Travel Buggy è il passeggino pratico e leggero adatto a bambini dai 2 ai 12 anni di età con peso fino ai 50 kg. Si richiude facilmente per essere portato sempre con sé senza fatica né ingombro.

Dedicato a bambini che non presentano particolari instabilità posturali, fornisce un supporto che lascia libero il busto di muoversi ed esplorare il mondo circostante.



Pratico e leggero adatto a bambini dai 2 ai 12 anni di età con peso fino ai 50 kg

# ELISE TRAVEL BUGGY

medimec®



## Caratteristiche

- Leggero, dalla struttura stabile e robusta
- Piccolo, compatto e facilmente richiudibile ad ombrello
- Equipaggiato con freni di sicurezza
- Disponibile nell'unico colore grigio/rosso
- Dispone di un gancio di bloccaggio che assicura la chiusura del passeggino
- Dispone di un dispositivo di sicurezza quando il passeggino è aperto
- Ha un poggiatesta regolabile in tre posizioni in altezza
- Comprende, di serie, una cintura a tre punti
- Dispone di fodera imbottita e impermeabile
- Le ruote anteriori sono piroettanti, per facilitare le manovre
- Dotato di maniglie di spinta comode e pratiche

# ELISE TRAVEL BUGGY



## Dati tecnici

Lunghezza totale	96 cm
Larghezza totale	55 cm
Altezza totale	112 cm
Peso totale	8 kg
Portata massima utente	50 kg
Larghezza seduta	40 cm
Altezza seduta anteriore	60 cm
Altezza seduta posteriore	47 cm
Profondità seduta	27 cm
Altezza schienale	53 cm

*Le dimensioni sono espresse in larghezza x altezza x profondità. Tolleranze +/- 1,5 cm.  
La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.*