

# c-max

**MONTASCALE A RUOTE SMONTABILE.** Peso bilanciato e manubrio ergonomico ne garantiscono l'estrema semplicità e il comfort di utilizzo. Leggero e smontabile per il trasporto. Disponibile nella versione **CR23** per utenti fino ai 230 kg.



## DOTAZIONE

- GRUPPO PROPULSIVO CON FRENO AUTOMATICO
- SEDUTA RIMOVIBILE, PEDANA RIBALTABILE E BRACCIOLI ESTRAIBILI
- SCHIENALE ALTO E CINTURA DI SICUREZZA
- SMART STEP 2.0 PER RIDURRE LE SOLLECITAZIONI
- BATTERIE SIGILLATE AL GEL-PIOMBO
- CARICA BATTERIE ELETTRONICO AUTOMATICO
- CHIAVE DI SICUREZZA E STOP DI EMERGENZA
- ARTICOLO A NORMA CE. CERTIFICATO ISO, BE, QVH, TÜV



VEDI  
P 067



DATI TECNICI	140 KG	CR23
PORTATA MAX UTENTE	140 KG	230 KG
L TOTALE	49,1 CM	49,6 CM
P TOTALE MAX	111,8 CM	109,5 CM
H TOTALE MIN – MAX	109 – 144 CM	129 – 163 CM
VELOCITÀ MIN – MAX	9 – 23 SCALINI AL MINUTO	8 – 21 SCALINI AL MINUTO
RAGGIO DI STERZATA	105 CM	115 CM
H SCALINO SUPERABILE FINO A	21 CM / 22,5 CM (SU RICHIESTA)	
FUNZIONE SMART STEP 2.0	SI	
AUTONOMIA CON UNA CARICA FINO A	11 – 25 PIANI (IN BASE AL CARICO)	5 – 25 PIANI (IN BASE AL CARICO)
PESO / TIPO PACCO BATTERIA	4,1 KG / 2 x 12 V, 5 AH, GEL-PIOMBO	4,3 KG / 2 x 12 V, 5 AH, GEL-PIOMBO
PESO / TIPO MOTORE	17,8 KG / 24 V, 275 W, DC	34,9 KG / 24 V, 275 W, DC
PESO SEDUTA / SCHIENALE / BRACCIOLI	5,5 KG / 4,5 KG / 1,2 KG	/
PESO TOTALE	32,9 KG	41,5 KG